

## CATALOGUE PRODUITS 2025

*Régénération & soutien tissulaire*



# CELLULAR MATRIX

Tubes PRP & acide hyaluronique

contiennent un gel séparateur  
inerte et un anti-coagulant  
(citrate de sodium)

## A-CP-HA<sub>3</sub>

*ref REGA-CP-HA-3*

Obtention d'environ 3mL de PRP associés  
à 2mL d'acide hyaluronique  
(6mL de sang prélevés)

## BCT-HA<sub>3</sub>

*ref REG-BCT-HA-3*

Obtention d'environ 2mL de PRP associés  
à 2mL d'acide hyaluronique  
(4mL de sang prélevés)

Cellular Matrix®  
Ref: A-CP-HA-3



## REGENPRP

Tubes PRP

contiennent un gel séparateur  
inerte et un anti-coagulant  
(citrate de sodium)

## REGENKIT-BCT 10mL

*ref REGRK-BCT-3  
pour kit de 3 unités*

~ ~

*ref REGRK-BCT-T  
pour 1 unité*

Permet la préparation de 5 à 6 mL  
de PRP (10mL de sang prélevés)

Ref : RK-BCT-3



## Acide Hyaluronique

1 seringue contient 2ml d'acide  
hyaluronique  
(sodium Hyaluronate 2%)  
40mg

## ARTHROVISC 40mg

*ref REGARV-HA-40-3*



## ATS

### (Autologous Thrombin Serum)

contient un gel séparateur inerte, sans  
anticoagulant

## RegenATS

*ref REGRK-ATS-T*

Tube de 10 mL permet de préparer le  
sérum de thombine activé pour  
induire la coagulation du RegenPRP




## KITS ACCESSOIRES

Contiennent le nécessaire de  
prélèvement et transfert du PRP en  
circuit fermé

**BCA-SET-3 10 mL**  
(ref REGBCA-SET<sub>3</sub>)

**BCA-SET-3 20mL**  
(ref REGBCA-SET<sub>3</sub>-20)



## CENTRIFUGEUSES

